

Avicenum **ORTHO**



PRZEDMOWA DYREKTORA GENERALNEGO ARIES HOLDING

Szanowni klienci i partnerzy biznesowi, właśnie trzymają Państwo w rękach katalog serii produktów medycznych Avicenum. W ostatnich latach marka przeszła duże zmiany. Poszerzyliśmy portfolio produktów. Oprócz produktów kompresyjnych do profilaktyki i leczenia żylaków, produktów do leczenia obrzęków limfatycznych i skarpet dla diabetyków, oferta marki Avicenum obejmuje teraz również opaski ortopedyczne.

Dzięki własnemu centrum rozwoju możemy elastycznie udoskonalać wszystkie produkty. Nieustannie wprowadzamy na rynek wiele innowacyjnych elementów, dla których impulsem są Państwo i lekarze, z którymi ściśle współpracujemy. Doceniamy wszystkie informacje oraz uwagi, które napływają do nas od wszystkich naszych grup konsumentów, w dalszym ciągu naszym priorytetem jest zwracanie uwagi na informacje zwrotne od klientów na temat naszych produktów oraz aktywne wdrażanie ich w życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami medycznymi.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również pod adresem e-mail info@avicenum.eu.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i pragniemy, aby nasze produkty nadal przynosiły ulgę i pomoc.



Ing. Ladislav Šulc
właściciel i dyrektor generalny

Zawartość

Certyfikacja i materiały (RAL, ISO)	3
Materiały(LYCRA ®, mikrofibra, bawełna, owijana LYCRA®, ściągacze)	4
Piktogramy	5
Avicenum Ortho 360	6 – 10
Avicenum Ortho 1500	11 – 20

Certyfikacja i materiały



RAL

Pod koniec 2016 roku firma ARIES, a.s. stała się członkiem wspólnoty RAL, która zrzesza czołowych europejskich producentów pończoch kompresyjnych i części. Wspólnota zezwala na członkostwo tylko tym producentom, którzy udowodnili, że są w stanie spełnić wymagania normy **RAL-GZ 387/1** przy produkcji pończoch oraz opasek. Ten standard określa najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące stopniowej kompresji dla wszystkich dostępnych rozmiarów. Produkty kompresyjne produkcji ARIES, a.s. zostały poddane pomiarom kontrolnym w laboratoriach w Hohenstein, a firma zobowiązała się co roku dostarczać próbki w celu poddania ich ponownym pomiarom. Znak jakości RAL, który klienci widują na opakowaniach, jest gwarancją bezpiecznej i skutecznej kompresji. Tylko taka kompresja umożliwia osiągnięcie dobrych efektów terapeutycznych przy leczeniu chorób układu limfatycznego i żylnego.



Certyfikat ISO

Avicenum jest marką kompresyjnych produktów medycznych z korzyściami, które ułatwiają życie i pomagają w problemach zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo w naszych produktach komfortowo i bezpiecznie, dlatego też kładziemy nacisk na dobór renomowanych dostawców wszystkich materiałów. Zawsze wybieramy materiały i komponenty najwyższej jakości. Produkty poddajemy wyrywkowym testom i kontroli jakości zgodnie z ustalonymi normami, których przestrzeganie jest regularnie sprawdzane przez przedstawicieli urzędów certyfikacji.



Od 2016 roku system zarządzania jakością w firmie ARIES, a.s., jest certyfikowany przez **Bureau Veritas** zgodnie z normą **ISO 9001:2015**.

Od 2020 roku system zarządzania jakością wyrobów medycznych w firmie ARIES, a.s. jest certyfikowany przez **Lloyd's Register Quality Assurance** według normy **ISO 13485: 2016**.



Materiały

Od samego początku przywiązujemy wagę do jakości. Projektujemy produkty wysokiej jakości, wybieramy najlepsze materiały, starannie je obrabiamy i staramy się dodać coś więcej. **PAD Nylon (poliamid)** jest podstawą pończochy. Dlatego w produktach Avicenum używamy wyłącznie markowej przędzy poliamidowej PAD 6.6 wiodących producentów ze Szwajcarii, Włoch i Francji.



Podwójne
włókno ochronne

Włókno LYCRA®



Szerokość
ściągacza 5 cm

Silikonowy
wzór na ściągaczu

LYCRA®

LYCRA® energize to nazwa handlowa wysokiej jakości elastanu, którego rozwojem technologicznym i innowacjami zarządza firma Invista. Jest to włókno gwarantujące doskonałą elastyczność materiału. To właśnie elastan tworzy efekt kompresji.

Mikrofibra

Mikrofibra jest przędzą składającą się z dużej ilości cienkich włókien. Dziesięć kilometrów jednego takiego włókna nie waży nawet całego grama. Produkty z mikrofibry są bardzo przyjemne w dotyku, wygodne w noszeniu, świetnie chłoną i odprowadzają pot, a także wyróżniają się długą żywotnością.

Czesana bawełna z długich włókien

Do produkcji artykułów Avicenum z zawartością bawełny używamy wyłącznie bawełny czesanej z długimi włóknami. Włókno takiej bawełny jest do trzech razy dłuższe niż w przypadku zwykłej bawełny. Ten rodzaj materiału zapewnia wystarczające nakładanie się włókien w splocie, dzięki czemu nasze produkty bawełniane zachowują funkcjonalność na dłużej.

Owijana LYCRA® dla wrażliwej skóry i dłuższej żywotności produktów

Samo włókno elastanu może podrażniać wrażliwą skórę. Dlatego LYCRA® owijamy podwójnym włóknem ochronnym. Zastosowanie owijanej LYCRA® nie tylko poprawia komfort noszenia, ale także przedłuża żywotność produktu. Nie uznajemy kompromisów, więc luksusowej podwójnie owijanej LYCRA® używamy we wszystkich produktach Avicenum.

Lamówki opasek

Lamówki naszych produktów to nie tylko estetyczne wykończenie opasek, konsekwentnie zwracamy uwagę także na ich funkcjonalność i wygodę. Nasza **lamówka** to optymalny wybór dla pacjentów o bardzo wrażliwej skórze. Rozmieszczenie silikonu w postaci punkcików zapewnia jego dobrą przepuszczalność przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego ułożenia opaski.

Wskazówka: Opasek nie należy prać w płynie do płukania tkanin, ponieważ wtedy silikon straci swoją przyczepność. Silikon nie utrzymuje się również na nakremowanych kończynach. Można przywrócić przyczepność silikonu poprzez przetarcie go roztworem na bazie alkoholu, takim jak np. Francovka.



Piktogramy opasek



taśma




podpiętki



silikonowa pelota



silikonowe peloty



silikonowa pelota



dwuosiowy staw



silikonowe peloty



wzmocnienie




płaskie spiralne sprężyny




silikonowa pelota




wzmocnienia



nadgarstek




łokieć



lędźwie



kolano




kostka



Avicenum **ORTHO 360**

Opaski Avicenum ORTHO 360

zostały wykonane za pomocą technologii splotu okrężnego. Materiały użyte do ich wykonania są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Opaski nadają się do uprawiania sportu. Opaski są wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki zdrowotnej.




Avicenum ORTHO 360 opaska stawu łokciowego typ 01

działa uciskowo na okolice łokcia, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczony jest do wsparcia stawu łokciowego w terapii pourazowej i pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego.

Rozmiar	S	M	L	XL
b	22 - 26	26 - 30	30 - 34	34 - 38

Kolor
8001



Avicenum ORTHO 360 opaska stawu nadgarstkowego typ 01

działa uciskowo na okolicę nadgarstka, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczona jest do wsparcia nadgarstka w terapii pourazowej i pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego.

Rozmiar	S	M	L	XL
c	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21

Kolor
8001






Avicenum ORTHO 360 opaska stawu kolanowego typ 01

działa uciskowo na okolice kolana, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczony jest do wsparcia stawu kolanowego w terapii pourazowej i pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego.


Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
f	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46	46 - 50
d	41 - 46	46 - 51	51 - 56	56 - 61	61 - 66



Kolor
8001

Avicenum ORTHO 360 opaska stawu skokowego typ 01

działa uciskowo na okolicę kostki, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczona jest do wsparcia stawu skokowego w terapii pourazowej i pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego.



Rozmiar	S	M	L	XL
b	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32

Kolor
8001
9999




Avicenum ORTHO 360 opaska stawu łokciowego typ 02

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji stawu łokciowego uzyskujemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia łokcia w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się używając opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas aktywności sportowych.

Rozmiar	S	M	L	XL
b	22 - 26	26 - 30	30 - 34	34 - 38

Kolor
8001



Avicenum ORTHO 360 opaska stawu nadgarstkowego typ 02

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji nadgarstka uzyskujemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia nadgarstka w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się używając opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas aktywności sportowych.

Rozmiar	S	M	L
c	13 - 15	15 - 17	17 - 19
	XL	XXL	
c	19 - 21	21 - 23	

Kolor
8001




Avicenum ORTHO 360 opaska stawu kolanowego typ 02

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji kolana uzyskujemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia kolana w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się używając opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas aktywności sportowych.


Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
f	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46	46 - 50
d	41 - 46	46 - 51	51 - 56	56 - 61	61 - 66

Kolor
8001



Avicenum ORTHO 360 opaska stawu skokowego typ 02

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji kostki uzyskujemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia stawu skokowego w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się używając opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas aktywności sportowych.



Rozmiar	S	M	L	XL
b	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32

Kolor
8001




Avicenum **ORTHO 1500**



Opaski i ortezy Avicenum ORTHO 1500

Ortezy i opaski Avicenum ORTHO 1500 wykonane są techniką dziania na płasko. Materiały użyte do ich wykonania są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Ortezy i opaski są wyrobami medycznymi przeznaczonymi do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki zdrowotnej.





Avicenum ORTHO 1500 orteza stawu nadgarstkowego typ 01

Avicenum ORTHO 1500 orteza stawu nadgarstkowego typ 01. W części ortezy obejmującej dłoń umieszczona jest anatomicznie dopasowana wymienna plastikowa płytki. Efekt usztywniający płytki wspomagany jest taśmą zapinaną na rzep. Mechanizm działania ortezy opiera się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym w okolicy nadgarstka, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie ortezy zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na odpoczynek ortezę należy zdjąć.



Rozmiar	XS	S	M
c (cm)	14 - 15	15 - 16	16 - 17
	L	XL	XXL
c (cm)	17 - 18	18 - 19	19 - 20




Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu łokciowego typ 01

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu łokciowego typ 01 wykonana jest techniką dziania na płasko. W opasce zespolone są dwie silikonowe peloty o specjalnie ukształtowanym anatomicznym dopasowaniu, które poprawiają propriocepcję (orientacja przestrzenna, zdolność koordynowania ciała w przestrzeni), a tym samym wsparcie mięśni (stabilizację łokcia). Efekt działania opaski stawu łokciowego jest wzmocniony przez dołączoną taśmę nadkłykciową na rzep. Mechanizm działania opaski stawu łokciowego opiera się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym w okolicy łokcia, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas

wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.



Rozmiar	XS	S	M
b (cm)	17 - 20	20 - 23	23 - 27
	L	XL	XXL
b (cm)	27 - 30	30 - 33	33 - 35



Kolor
8070




Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego typ 01

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego typ 01 jest po bokach wzmocniony spiralnymi płaskimi sprężynami ze stali nierdzewnej. W okolicy rzepki uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, która zapewnia jej lekką kompresję oraz prawidłowe ułożenie podczas ruchu w stawie kolanowym. Opaska stawu kolanowego jest od wewnątrz wyposażona w antypoślizgowe silikonowe taśmy z wypustkami na całej długości płaskich spiralnych sprężyn. Mechanizm działania opaski stawu kolanowego opiera się na działaniu uciskowym w okolicy kolana, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.



Rozmiar	f (cm)	d (cm)
XS	38 - 41	28 - 31
S	41 - 44	31 - 34
M	44 - 47	34 - 37
L	47 - 50	37 - 40
XL	50 - 53	40 - 43
XXL	53 - 56	43 - 46
3XL	56 - 59	46 - 49
4XL	59 - 62	49 - 52
5XL	62 - 65	52 - 55




Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego typ 02

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego typ 02 jest wzmocniona po bokach spiralnymi płaskimi sprężynami ze stali nierdzewnej. W okolicy rzepki uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, która zapewnia jej lekką kompresję oraz prawidłowe ułożenie podczas ruchu w stawie kolanowym. W górnej i dolnej części opaska uzupełniona jest taśmami mocującymi z rzepkami (taśmy zapobiegają przesuwaniu się opaski wzdłuż kończyny), od wewnątrz wyposażona jest w antypoślizgowe taśmy z silikonowymi wypustkami na całej długości płaskich sprężyn spiralnych. Mechanizm działania opaski stawu kolanowego opiera się na działaniu uciskowym w okolicy kolana, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.

Rozmiar	f (cm)	d (cm)
XS	38 - 41	28 - 31
S	41 - 44	31 - 34
M	44 - 47	34 - 37
L	47 - 50	37 - 40
XL	50 - 53	40 - 43
XXL	53 - 56	43 - 46
3XL	56 - 59	46 - 49
4XL	59 - 62	49 - 52
5XL	62 - 65	52 - 55




Kolor
8070



Avicenum ORTHO 1500 orteza stawu kolanowego typ 03

Avicenum ORTHO 1500 orteza staw kolanowego typ 03 wykonana jest techniką dziania na płasko. Orteza stawu kolanowego wzmocniona jest po bokach metalowymi płytkami z dwuosiowym przegubem. W okolicy rzepki uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, która zapewnia jej lekką kompresję oraz prawidłowe ułożenie podczas ruchu w stawie kolanowym. W górnej i dolnej części orteza zakończona jest taśmami na rzepy. Mechanizm działania ortezy kolana opiera się na uciskaniu okolicy kolana, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie ortezy zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na odpoczynek ortezę należy zdjąć.

Rozmiar	f (cm)	d (cm)
XS	38 - 41	28 - 31
S	41 - 44	31 - 34
M	44 - 47	34 - 37
L	47 - 50	37 - 40
XL	50 - 53	40 - 43
XXL	53 - 56	43 - 46
3XL	56 - 59	46 - 49
4XL	59 - 62	49 - 52
5XL	62 - 65	52 - 55



Kolor
8070






Avicenum ORTHO 1500 opaska stabilizująca ścięgno Achillesa typ 01

Avicenum ORTHO 1500 opaska stabilizująca ścięgno Achillesa typ 01 wykonana jest techniką dziania na płasko. W tylnej części opaski zintegrowana jest anatomicznie dopasowana pelota silikonowa, która poprawia propriocepcję (orientacja przestrzenna, zdolność koordynacji ciała w przestrzeni), a tym samym wsparcie i stabilizację ścięgna Achillesa. Opakowanie opaski stabilizującej ścięgno Achillesa zawiera dwie silikonowe podpiętki. Jedna zaprojektowana została pod chorą nogę, aby zmiękczyć i tłumić wstrząsy podczas chodzenia. Jednocześnie dzięki lekkiemu unoszeniu zmniejsza bolesne napięcie ścięgna Achillesa. Druga podpiętka została zaprojektowana pod zdrową stopę, aby zrównoważyć długość kończyn. Mechanizm działania opaski stabilizującej ścięgno Achillesa opiera się na działaniu kompresyjnym w okolicy ścięgna Achillesa, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt

terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.




Rozmiar	XS	S	M
b (cm)	19 - 21	21 - 23	23 - 25
	L	XL	XXL
b (cm)	25 - 27	27 - 29	29 - 31



Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu skokowego typ 01

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu skokowego typ 01 wykonana jest techniką dziania na płasko. Od strony środkowej i bocznej w opaskę wkomponowane są anatomicznie ukształtowane peloty silikonowe, które poprawiają propriocepcję (pół-czuciową, zdolność koordynowania ciała w przestrzeni), a co za tym idzie również wsparcie mięśni (stabilizację stawu skokowego). Silikonowe nakładki rozmasowują kostkę, co wspomaga wchłanianie obrzęków i skrzepów krwi. Mechanizm działania opaski na kostkę opiera się na działaniu uciskającym w okolicy kostki, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.



Rozmiar	XS	S	M
b (cm)	19 - 21	21 - 23	23 - 25
	L	XL	XXL
b (cm)	25 - 27	27 - 29	29 - 31




Kolor
8070



Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 01

Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 01 wykonana jest z elastycznej dzianiny oraz zintegrowanych wzmocnień pleców. Orteza ta obejmuje kręgi lędźwiowe. Z przodu zapinana jest na rzep. Podczas zapinania pasa bardzo dobrze zostaje zapewniona stabilizacja kręgow lędźwiowych, mięśni pleców i brzucha. Mechanizm działania ortozy opiera się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie ortozy

zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na odpoczynek ortezę należy zdjąć.



Rozmiar	t (cm)	Rozmiar	t (cm)
XS	65 - 70	XL	95 - 105
S	70 - 75	XXL	105 - 120
M	75 - 85	3XL	120 - 135
L	85 - 95	4XL	135 - 150




Kolor
8070



Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 02

Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 02 jest wykonana z elastycznej dzianiny, zintegrowanych wzmocnień pleców, a ponadto zawiera także wymienną silikonową nakładkę masującą z wypustkami masującymi. Orteza ta obejmuje kręgi lędźwiowe. Z przodu zapinana jest na rzep. Podczas zapinania pasa bardzo dobrze zostaje zapewniona stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego, mięśni pleców i brzucha. Mechanizm działania ortezy opiera się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Efekt wspomagany jest przez właściwości masujące nakładki silikonowej. Aby osiągnąć pożądany

efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie ortezy zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na odpoczynek orteżę należy zdjąć.



Rozmiar	t (cm)	Rozmiar	t (cm)
XS	65 - 70	XL	95 - 105
S	70 - 75	XXL	105 - 120
M	75 - 85	3XL	120 - 135
L	85 - 95	4XL	135 - 150



Kolor
8070

Avicenum

Korzyści zdrowotne wynikające z kompresji



Przedstawiciele handlowi i medyczni:

● Katarzyna Tomasik	+48 605 136 475	tomasik@aries.eu
● Michał Chryk	+48 605 136 640	chryk@aries.eu
● Waldemar Capiga	+48 603 136 170	capiga@aries.eu
● Łukasz Skowroński	+48 605 136 114	skowronski@aries.eu
● Agnieszka Rutkiewicz	+48 603 136 116	rutkiewicz@aries.eu
● Agata Maksymowicz	+48 605 131 675	maksymowicz@aries.eu
● Michał Sabacinski	+48 605 136 768	sabacinski@aries.eu
● Alicja Litkowiec	+48 603 136 135	litkowiec@aries.eu
● Monika JadczaK	+48 605 746 166	jadczaK@aries.eu


Dystrybutor:
Aries Polska Sp zo.o.
ul Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 8862938814
www.aries.eu

Dział obsługi klienta:

Infolinia: **800 888 595**
Telefon: +48 746 480 490
E-mail: aries.pl@aries.eu

Kontakt handlowy:

www.avicenum.eu

 Wykonano w Republice Czeskiej



Katalog jest ważny do momenty wydania nowej oferty. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty wiążącej.